

**TrichoScan Professional**  
**Beispielbilder**  
**Kamera: Fotofinder**



**TrichoScan**

*.....making hair growth measurable*

Geeignetes Bild

Tattoo

kontrastreiche Haare  
Keine Luftblasen  
Keine Farbreste  
Keine Haare von außerhalb  
Bild gut ausgeleuchtet und fokussiert

Geeignetes Bild




Geeignetes Bild



Geeignetes Bild




Geeignetes Bild



Geeignetes Bild



Nicht geeignetes Bild



Luftblasen

Farbreste

Nicht geeignetes Bild




Haar von außerhalb des Messfeldes




Nicht geeignetes Bild

dunkler Fleck



Nicht geeignetes Bild

Luftblasen, Bild nicht fokussiert



Nicht geeignetes Bild

Farbreste



Nicht geeignetes Bild

Bild zu dunkel, Ringlicht war  
nicht angeschaltet


Nicht geeignetes Bild

Luftblasen



Nicht geeignetes Bild

Farbreste



Nicht geeignetes Bild

Luftblasen




Nicht geeignetes Bild

Farbreste




Nicht geeignetes Bild

Farbreste



Nicht geeignetes Bild


Luftblasen



Nicht geeignetes Bild

Nicht rasierte Haare

Luftblasen





TrichoScan

.....making hair growth measurable